

VERLÄNGERT BIS
30.04.2009



OSSENBERG
Qualität fest im Griff.

SONDERAKTION

vom 01.10.2008 – 01.02.2009

Verstellbare Leichtmetall-Handstöcke

**DERBY
„BASIC“**

NEU



Artikel-Nr. 505

**ANATOMISCH
„SIMPLE“**

NEU









Artikel-Nr. 645 R / L

Bei Bestellung einer VE 10 Stück:
„1 Stock gratis dazu!“

10 + 1



**OSSENBERG-Leichtmetall-Handstöcke
mit Derbygriff oder anatomischem Griff**

Stück	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Farbe
	505	Derbygriff Basic, hart, 4 schwarz	
	505	Derbygriff Basic, hart, 1 silber / eloxal	
	645 R	Anatomischer Griff Simple, hart, rechts, 4 schwarz	
	645 R	Anatomischer Griff Simple, hart, rechts, 1 silber / eloxal	
	645 L	Anatomischer Griff Simple, hart, links, 4 schwarz	
	645 L	Anatomischer Griff Simple, hart, links, 1 silber / eloxal	

Technische Daten Artikel-Nr. 645

Höhenverstellbar durch Druckknopf

Maße: Griff bis Boden: 75 cm – 95 cm

Max. Belastung: 120 kg Körpergewicht

Gewicht: 350 g

Technische Daten Artikel-Nr. 505

Höhenverstellbar durch Druckknopf

Maße: Griff bis Boden: 74 cm – 94 cm

Max. Belastung: 120 kg Körpergewicht

Gewicht: 350 g

Firma
Kunden-Nr.
Ansprechpartner
Straße
PLZ, Ort
Telefon
Telefax
Stempel, Unterschrift

Ab einem Warenwert von 150,- Euro erhalten Sie die Lieferung frei Haus.

Bei uns erhalten Sie ausschließlich Produkte, gemäß den Richtlinien des Medizinproduktegesetzes.
Selbstverständlich sind wir nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert.

